

modelo 8440

BÁSCULAS DE BEBÉ



Detecto
Modelo 8440
Báscula de Bebé

Proporciona una forma precisa y segura de pesaje de bebés y niños pequeños, el modelo 8440 de báscula digital de Detecto es ideal para la salud en el hogar y clínicas médicas. La bandeja de pesaje del 8440 puede ser removida para enderezar de su peso al niño y para el transporte fácil. El alto LCD 1-in/25-mm ofrece libras y kilogramos de lecturas más cuenta con un in-reloj incorporado. La **DIFERENCIA DE PESO** de la báscula clave proporciona la diferencia de peso entre el peso real en la báscula y un peso almacenado en la memoria junto con su fecha y hora.

Detecto
Modelo 8440-
ESTUCHE
Estuche
Portátil





LCD con fracciones en negrilla de 1" / 25 mm de alto

Diseño ergonómico tanto para facilidad de uso como para seguridad de los bebés

Grande, fácil de leer, con memoria de peso



La bandeja se pliega para facilitar el transporte y permitir el pesaje conveniente del niño de pie.

- Almacenamiento del peso anterior en la memoria de recuperación
- Cálculo del cambio en el peso
- Indicador de batería baja
- Estuche opcional disponible (8440-CASE)



Unidades de Peso seleccionables (lb o kg)



La fecha y hora se muestra automáticamente en modo de espera o presione el botón del tiempo/peso durante el pesaje

ESPECIFICACIONES DE LA BÁSCULA DE BEBÉ 8440

CAPACIDAD:	44 lb x 1/2 oz / 20kg x 10g
VISUALIZADOR:	1 pul/25mm altura LCD
DIMENSIONES DE BANDEJA:	20.6 in W x 10.5 in D x 4 in H / 523.9mm W x 266.7 mm D x 101.6mm H
DIMENSIONES DE LA BÁSCULA:	9.8 pul W x 11.3 pul D x 7.5 pul H / 247.7mm W x 285.8mm D x 190.5mm H
PESO DE TRANSPORTE:	8 lb / 3.6 kg
ENERGÍA:	(1) Bateria alcalina de 9V (no incluida) y una batería de 3V CR2032 de litio (incluida) para memoria
FUNCIÓN DEL RELOJ:	Hora y fecha
FUNCIÓN DE LA MEMORIA:	Memoria para comparación del peso actual y almacenado

Detecto se reserva el derecho para mejorar, potenciar o modificar las características y especificaciones sin previo aviso.

DETECTO
A Division of Cardinal Scale Manufacturing Co.
203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 EUA
Tel. 417-673-4631 o 1-800-641-2008 Fax: 417-673-5001

www.Detecto.com

Vendido por: