

# **DETECTO** DETECTO Dial Scale Pointer Zero Adjust



**IF POINTER IS NOT AT ZERO, TURN THIS SCREW TO LEFT OR RIGHT.**

**SI PUNTERO NO ESTA EN CERO, GIRE ESTE TORNILLO A LA IZQUIERDA O DERECHA.**

**SI L'AGUILLE N'INDIQUE PAS ZÉRO, TOURNER CETTE VIS À GAUCHE OU À DROITE.**

8525-M291-O1 Rev B  
04/09