

# PORTÁTILES

## BASCULAS DIGITALES COMPACTAS

### DR400C | DR550C



Báscula digital  
Modelo  
DR400C de  
DETECTO

## EXCELENTE PARA USO EN EN ESPACIOS LIMITADOS

La plataforma portátil y liviana, y las letras grandes y claras con retroiluminación azul hacen que esta báscula sea ideal para clínicas móviles, enfermeras de atención de salud en el hogar, consultorios médicos, usos generales y pesaje en el baño del hogar.

- Diseño compacto de perfil bajo para ahorro de espacio
- Cable enrollado desde la base de la báscula que permite una ubicación versátil del indicador
- Alfombra de goma negra texturizada antideslizante para tracción y estabilidad del paciente
- Modelos disponibles de 550 lb x 0.2 lb / 400 lb x 0.5 lb
- Batería o alimentación con CA para su comodidad
- Plataforma de 12.5 in An x 11.9 in Pr x 2.2 in Al / 318 mm An x 303 mm Pr x 58 mm Al
- Botones elevados y confirmación con un bip audible cuando se presionan las teclas
- LCD con retroiluminación azul y dígitos grandes de 1 in/25 mm de altura
- Conversión de libras y kilogramos con la tecla Units (unidades)
- Funcionamiento sencillo con cuatro teclas fácil de utilizar incluso para los novatos

### Visor para montaje en pared para una configuración permanente en piso/sobre un escritorio Visor para pesaje móvil

El versátil soporte de montaje colapsable y el cable enrollado del indicador de la serie DR permiten instalar el visor sobre el piso o el escritorio para un pesaje móvil y rápido, o montarlo de forma permanente sobre la pared con los tornillos y anclajes para placa de yeso que se incluyen



 **DETECTO**  
[www.Detecto.com](http://www.Detecto.com)